

任意检测， 随时开始!

Alegria[®] 2 全自动 单人份免疫 (定量)分析系统

自身免疫与传染性疾病——
定制检测 精准诊断



sebia
The new language of life

自动化创新结合

值得信赖的Monotest单人份检测技术

全新升级的Alegria® 2系统，作为一款全自动检测平台，为您带来高效且经济的样本处理至结果输出检测体验。结合ORGENTEC独家研发的全面的自身免疫和特殊传染病检测套餐，依托Alegria® Monotest单人份检测技术，我们为您提供了一站式解决方案。

这款系统具有易用性和定制化特点，让您能够灵活地随时开展菜单中任一项目的检测，确保患者得到最优质的医疗服务，同时也为您的实验室带来运营效率的提升。

灵活


优化患者管理

- 独特且全面的自身免疫性疾病和传染病检测项目，用于筛查和随访检测。
- 个性化定制，单次运行即可获得多达80项结果，实现快速、精准、全面诊断。
- 样本处理至结果输出全流程自动化，卓越的装载通量。
- 连续上样、随机检测原始管以及自动稀释功能赋予更高的工作效率。

可靠

结果，值得信赖

- 依托Alegria® Monotest 单人份检测技术，实现精准的即时检测。
- 每个结果都通过内置质控和校准进行验证。
- 自动化流程、原始管检测和可选的自动化样本预稀释，极大降低操作误差，提升检测可靠性。
- 高标准技术服务支持，保障仪器高效运行。



Alegria® 2——提升自身免疫与传染病检测水平，迈向新高度。
以灵活性、可靠性和高效性带来快速、精准的疾病诊断新体验。



高效 便捷、经济实惠

- Alegria® 2一体化台式全自动仪器，高效整合丰富的检测项目，为您提供经济且便捷的检测体验：
 - 手动操作时间大幅减少，仪器自动运行时间显著增加，
 - 减少维护保养，简化日常运行。
- Monotest单人份检测技术让**未使用试剂不浪费**。
- 配备内置触摸屏，**操作直观简便**。



Alegria® 2 技术规格

描述	用于检测Alegria® Monotest单人份试剂的全自动免疫分析仪
操作模式	连续或批量；STAT急诊样本；自动预稀释（可选）
通量	平均80测试/小时
首个结果时间 60个结果时间	<70分钟 <100分钟
试剂容量	80个
上机检测组合	多达80个项目
样本容量	最多112个原始样本 (或选用自动预稀释时80个)
样本类型	血清—血浆—粪便

样本管	标准试管： 外径9.2-16mm 内径>8mm 高度44-120mm 嵌套微管
LIS / LIMS	双向LIS LIMS (LIS2-A2标准)
尺寸 占地面积 重量	889x622x739mm (宽x深x高) <0.6m ² <90kg
预热时间	室温 (20°C) , 10分钟
关机时间	5分钟
维护	每日：自动；每周：15分钟； 每月：30分钟；每年：1天

Alegria® 2全自动免疫 (定量) 分析系统及配套试剂

Alegria® 2 全自动免疫定量分析系统..... ORG 320
Alegria® 300µl 自动吸头..... ORG 302

Alegria®预稀释释板..... ORG 304
预稀释缓冲液 ORG 101

Alegria®2全自动免疫 (定量) 分析系统测试项目

自身免疫性疾病检测菜单

风湿病诊断系列

- 抗核抗体检测
- 抗核抗体筛查
- ENA筛查
- 抗dsDNA IgG★
- 抗核小体
- 抗组蛋白
- 抗ssDNA
- 抗Clq★
- 抗MCV★
- 抗CCP hs® (超敏型)
- 类风湿因子IgG/IgM/IgA筛查

- 抗SS-A
- 抗SS-B
- 抗Sm
- 抗RNP / Sm
- 抗RNP-70
- 抗Scl-70
- 抗Jo-1
- 抗着丝点蛋白B
- 抗核糖体P蛋白
- 抗α-胞衬蛋白IgG★

骨骼和矿物质代谢诊断系列

- 25-羟基维生素D₃/D₂

粪便诊断系列

- 钙卫蛋白

传染病诊断

- 抗疏螺旋体IgG/IgM抗体
- 抗百日咳毒素IgA/IgG
- 抗肺炎衣原体IgA/IgG/IgM抗体
- 抗沙眼衣原体IgA/IgG/IgM抗体
- 抗EBV (EBNA-1) IgG
- 抗EBV (VCA) IgG/IgM抗体
- 抗EBV (ZEBRA) IgM
- 抗幽门螺旋杆菌IgA/IgG
- 抗戊型肝炎病毒IgG/IgM抗体
- 抗单纯疱疹病毒1型IgG/IgM抗体
- 抗单纯疱疹病毒2型IgG/IgM抗体
- 抗单纯疱疹病毒-1/2型IgG/IgM抗体
- 抗麻疹病毒IgG/IgM抗体
- 抗腮腺炎病毒IgG/IgM抗体
- 抗肺炎支原体IgA/IgG/IgM抗体
- 抗细小病毒B19 IgG/IgM抗体
- 抗水痘-带状疱疹病毒IgA/ IgG/ IgM抗体
- 抗耶尔森菌IgA/IgG

血栓症诊断系列

- 抗心磷脂IgG★/IgM★/IgA★/筛查★
- 抗β2糖蛋白I IgG*/IgM*/IgA*/筛查★
- 抗磷脂筛查IgG*、IgM*
- 抗磷脂酰丝氨酸IgG*/IgM*
- 抗膜联蛋白V IgG*/IgM*
- 抗凝血酶原筛查*

ANCA血管炎诊断系列

- 抗PR3 hs (超敏型) ★
- 抗MPO★
- ANCA筛查 hs (超敏型)
- 抗GBM★

- 抗BPI
- 抗组织蛋白酶G
- 抗乳铁蛋白
- 抗溶菌酶

胃肠病诊断系列

- 抗组织转谷氨酰胺酶IgA/IgG
- 抗去酰胺麦胶蛋白肽IgA/IgG
- 抗麦胶蛋白IgA/IgG
- 抗内因子
- 抗壁细胞
- ASCA IgG/IgA

- AMA-M2
- 抗SLA
- 抗LKM-1
- 抗LC1
- 抗Sp100
- 抗gp210

糖尿病诊断系列

- 抗胰岛素

甲状腺诊断系列

- 抗甲状腺球蛋白

- 抗甲状腺过氧化物酶

Alegria®质控盘/

Theradiag Alegria®检测质控盘

- Alegria® 阳性对照品
- Alegria® 阴性对照品
- 25-羟基维生素D₃/D₂对照品组
- Alegria® 类风湿质控盘
- Alegria® 结缔组织病筛查质控盘
- Alegria® 抗磷脂综合征IgG质控盘
- Alegria® 抗磷脂综合征IgM质控盘
- Alegria® 血管炎质控盘
- Alegria® 乳糜泻IgA质控盘
- Alegria® 乳糜泻IgG质控盘

★已获NMPA注册证, *注册中

Alegria®2和第一代Alegria®使用相同的Alegria® Monotest试剂。



扫描此二维码
关注赛比亚中国官方微信
了解更多相关信息

赛比亚医疗诊断器械 (上海) 有限公司 | 上海市青浦区徐民路308弄6号楼1002室 | 邮编:201702 |

中国|服务热线: 400-921-8086 | 邮箱: China@sebia.com | www.sebia.com

ORGENTEC保留随时修改本文件中为医疗保健人员提供的信息的权利, 恕不另行通知。本文档包含的信息用于广泛传播, 因此部分产品细节或信息可能在您的国家不适用或无效。请仔细阅读试剂包装插页和仪器手册中的说明。

仅供内部学习使用

CE